



SACCHE STERILI PER RACCOLTA URINA

TUTTE LE SACCHE A MARCHIO **CLINIBAG** SONO
CONFEZIONATE NELLA NOSTRA **CLEAN ROOM ISO 8**
DOTATA DI DUE LINEE TERMOFORMATRICI E DUE LINEE
TERMOSALDATRICI.

clinilab
DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE

Clinibag CC

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
SC120.1S	2000 ml	1200 mm	50	1600



- Sacca sterile a circuito chiuso, prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medico e biocompatibile. Tubo di raccordo a bassa "memoria", in modo da evitare la formazione di piegature. Dotata di valvola antireflusso e rubinetto di scarico modello tipo "T" per un rapido svuotamento della sacca. Raccordo universale dotato di punto di prelievo senza ago. Inclusa piastrina stringitubo (clamp).
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag CC con supporto integrato

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
CC120H.1S	2000 ml	1200 mm	40	960
CC120HF.1S	2000 ml (con filtro aria)			



- Sacca sterile a circuito chiuso, prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medico e biocompatibile. Tubo di raccordo a bassa "memoria", in modo da evitare la formazione di piegature. Dotata di valvola antireflusso e rubinetto di scarico modello tipo "T" per un rapido svuotamento della sacca. Raccordo universale dotato di punto di prelievo senza ago. Inclusi Piastrina stringitubo (clamp) e supporto pre-montato.
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag CC con camera di gocciolamento

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
CCP120H.1S	2000 ml	1200 mm	30	600
CCP120HS.1S				



- Sacca sterile a circuito chiuso, prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medico e biocompatibile. Tubo di raccordo a bassa "memoria", in modo da evitare la formazione di piegature. Dotata di valvola antireflusso, camera di gocciolamento, filtro aria e rubinetto di scarico modello tipo "T" per un rapido svuotamento della sacca. Raccordo universale dotato di punto di prelievo senza ago. Inclusi piastrina stringitubo (clamp), pinza ferma-lenzuolo, supporto pre-montato e cordoncino di fissaggio sacca. Spirale antingocciamento nella versione "HS"
- Classificazione: DM.

Clinibag CC con camera di gocciolamento Grandi volumi

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
CCP5000H.1S	5000 ml	1200 mm	30	600
CCP10000H.1S	10000 ml			



- Sacca sterile a circuito chiuso, prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medico e biocompatibile. Tubo di raccordo a bassa "memoria", in modo da evitare la formazione di piegature. Dotata di valvola antireflusso, camera di gocciolamento, filtro aria e rubinetto di scarico modello tipo "T" per un rapido svuotamento della sacca. Raccordo universale dotato di punto di prelievo senza ago. Inclusi piastrina stringitubo (clamp), pinza ferma-lenzuolo, supporto pre-montato e cordoncino di fissaggio sacca.
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag



CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
35906.1S	2000 ml	900 mm	100	3200
35907.1S		1200 mm		

- Sacca sterile prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medicale e biocompatibile. Raccordo di connessione universale, con cappuccio di protezione.
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag VNR



CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
36906.1S	2000 ml	900 mm	100	3200
36908.1S		1200 mm		

- Sacca sterile prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medicale e biocompatibile. Raccordo di connessione universale, con cappuccio di protezione. Dotata di valvola antireflusso per minimizzare il rischio di infezioni.
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag VNR con rubinetto di scarico



CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
37906.1S	2000 ml	900 mm	100	3200
37908.1S		1200 mm		
37909.1S		1300 mm		

- Sacca sterile prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medicale e biocompatibile. Raccordo di connessione universale, con cappuccio di protezione. Dotata di valvola antireflusso per minimizzare il rischio di infezioni e di rubinetto di scarico tipo "push/pull".
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

Clinibag VNR con rubinetto di scarico Cross Valve



CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA TUBO	IMBALLO	PALLET
37452.1S	2000 ml	1200 mm	80	2560

- Sacca sterile prodotta tramite termosaldatura di fogli di PVC da 80 micron, atossico, di grado medicale e biocompatibile. Raccordo di connessione universale, con cappuccio di protezione. Dotata di valvola antireflusso per minimizzare il rischio di infezioni e di rubinetto di scarico tipo "Cross Valve".
- Classificazione: DM.
- Destinazione d'uso: Raccolta urina.

clinilab

DISPOSITIVI MEDICI E DI PROTEZIONE



+39 0499500644



clinilab@clinilab.it



www.clinilab.it



Via Seconda Strada 14
35026 Conselve (PD)